




## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ



Διατηρήστε τα προφυλακτικά σε δροσερό και στεγνό μέρος και μακριά από τον ήλιο. Να ελέγχετε την ημερομηνία λήξης.




Όταν ανοίγετε τη συσκευασία, να είστε προσεκτικοί για να μη σκίσετε το προφυλακτικό.




Βεβαιωθείτε ότι η φορά του προφυλακτικού είναι στη σωστή κατεύθυνση και όχι ανάποδα. Μην το ξετυλίγετε ακόμα.




Τοποθετήστε το προφυλακτικό μόνον αν το πέος είναι ανορθωμένο. Αρχικά, πιέστε την άκρη του προφυλακτικού, για να μην περιέχει αέρα ο συλλογέας σπέρματος που βρίσκεται στην άκρη του προφυλακτικού.



Ξετυλίξτε το προφυλακτικό πάνω στο πέος μέχρι τη βάση του. Το ξετύλιγμα πρέπει να είναι εύκολο. Αν τοποθετήσατε το προφυλακτικό ανάποδα, δεν ξετυλίγεται τόσο εύκολα, οπότε καλά είναι να χρησιμοποιήσετε άλλο προφυλακτικό.



Μετά την εκσπερμάτιση, κρατήστε το προφυλακτικό με τα δύο δάκτυλα και τραβηχτείτε από τον κόλπο όσο η σύση διατηρείται ακόμα. Αφαιρέστε το προφυλακτικό όταν αυτό βρίσκεται μακριά από τον κόλπο. Μην το αφήσετε οπουδήποτε, πετάξτε το σε σίγουρο μέρος



Τα προφυλακτικά είναι μιας χρήσης. Την επόμενη φορά θα χρησιμοποιήσετε άλλο προφυλακτικό.